

Anticorpo Policlonale Anti-Ccl2/Mcp-1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P13500

Numero articolo: CM0029133



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CCL2/MCP-1 umano, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Rileva i livelli endogeni di CCL2/MCP-1 totale con cross-reattività per topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'infiammazione e sull'aterosclerosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CCL2/MCP-1 Rabbit pAb
Note/Alias	HC11, MCAF, MCP1, MCP-1, SCYA2, GDCF-2, SMC-CF, HSMCR30, CCL2/MCP-1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6347
GeneID	6347
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-99 di CCL2/MCP-1 umano (NP_002973.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Cross-Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P13500
Peso Proteico	11kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio