

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ccl3 (Mip-1-Alpha) Per Wb, Elisa - P10147

Numero articolo: CM0029669



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro CCL3 umano (MIP-1-alpha, SCYA3) per WB ed ELISA. Adatto per ricerche su infiammazione, chemochine e fattore soppressore dell'HIV.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CCL3 Rabbit pAb
Note/Alias	MIP1A; SCYA3; G0S19-1; LD78ALPHA; MIP-1-alpha; CCL3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6348
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-92 di CCL3 umano (NP_002974.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P10147
Peso proteico	10kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio