

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ccl3 Per Wb, Elisa - P10147

Numero articolo: CM0029283



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità diretto contro CCL3 (MIP-1-alfa) umano, validato per applicazioni Western blotting e ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca infiammatoria e sull'HIV.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CCL3 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	MIP1A; SCYA3; G0S19-1; LD78ALPHA; MIP-1-alfa; CCL3
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	6348
ID gene	6348
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 24-92 della CCL3 umana (NP_002974.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P10147
Peso proteico	10kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio