

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ccl3L1 Per Wb, Elisa - P16619

Numero articolo: CM0029383

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro la chemochina 3-like con motivo C-C umana (CCL3L1, SWISS P16619). Validato per WB ed ELISA, adatto per lo studio della chemiotassi, dell'inibizione dell'HIV e delle malattie infiammatorie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CCL3L1 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	LD78; 464.2; MIP1AP; SCYA3L; GOS19-2; SCYA3L1; D17S1718; LD78BETA; LD78-beta(1-70); CCL3L1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6349
ID Gene	6349
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P16619
Peso proteico	10kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio