

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ccl4 Per Wb, Elisa - P14097

Numero articolo: CM0021492

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio CCL4 (MIP-1-beta) convalidato per WB ed ELISA nel topo.
Riconosce una chemochina secreta di 10 kDa coinvolta nell'infiammazione e nella chemiotassi. Ideale per studi di immunodetection.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CCL4 Rabbit pAb
Note/Alias	Act-2; Mip1b; Scya4; MIP-1B; AT744.1
Specie	Topo
GeneID (Umano)	6351
GeneID	20303
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-92 del CCL4 murino (NP_038680.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	P14097
Peso proteico	10kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio