


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ccl4 Per Wb, If/Icc, Elisa - P13236

Numero articolo: CM0022145



introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio anti-CCL4 rileva il CCL4 umano (MIP-1 β), una chemochina coinvolta nell'infiammazione e nella soppressione dell'HIV. Adatto per WB, IF/ICC ed ELISA. Ideale per la ricerca in immunologia e nelle malattie infettive.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CCL4 Rabbit pAb
Note/alias	ACT2; G-26; HC21; LAG1; LAG-1; MIP1B; SCYA2; SCYA4; MIP1B1; AT744.1; MIP-1-beta; CCL4
Specie	Uomo
GeneID (umano)	6351
GeneID	6351
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-92 del CCL4 umano (NP_002975.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P13236
Peso della proteina	10 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante