

Anticorpo Monoclonale Anti-Ccl4/Mip-1 Beta Per Wb, If/Icc, Elisa - P14097

Numero articolo: CM0005212

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro il CCL4/MIP-1 beta del topo (P14097). Convalidato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sull'infiammazione e lo sviluppo di saggi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CCL4/MIP-1 beta Anticorpo monoclonale di coniglio (mAb)
Note/Alias	Act-2; Mip1b; Scya4; MIP-1B; AT744.1
Specie	Topo
GeneID (Umano)	6351
GeneID	20303
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P14097
Peso Molecolare Proteico	10 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio