

Anticorpo Policlonale Anti-Ccl5/Rantes Per Wb, If-P, Elisa - P13501

Numero articolo: CM0016605



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CCL5/RANTES umano, validato per WB, IF-P, ELISA con reattività incrociata a topo e ratto. Adatto per la ricerca sulle chemochine e gli studi sull'inibizione dell'HIV.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CCL5/RANTES Rabbit pAb
Note/Alias	SISd; eoCP; SCYA5; RANTES; TCP228; D17S136E; SIS-delta; CCL5/RANTES
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	6352
GeneID	6352
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-91 di CCL5/RANTES umano (NP_002976.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P13501
Peso Proteico	10kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio