

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ccl5/Rantes Per Wb, Elisa - P13501

Numero articolo: CM0026521



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce la proteina umana CCL5/RANTES per applicazioni in WB e ELISA. Validato con immunogeno ricombinante (aa 1-91). Utilizzabile per la ricerca su chemochine, HIV e infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	CCL5/RANTES Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	SISd; eoCP; SCYA5; RANTES; TCP228; D17S136E; SIS-delta; CCL5/RANTES
Specie	Umano
GenelD (umano)	6352
GenelD	6352
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-91 della proteina umana CCL5/RANTES (NP_002976.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P13501
Peso Proteico	10kDa
Spedizione	Sacca refrigerante