


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ccl8/Mcp-2 Per Western Blot - P80075

Numero articolo: CM0021107



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la CCL8/MCP-2 umana, adatto per Western blot. Rileva la citochina chemiotattica da 11 kDa che attrae monociti, linfociti ed eosinofili. Solo per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CCL8/MCP-2 Rabbit pAb
Note/Alias	CCL8; HC14; MCP-2; MCP2; SCYA10; SCYA8; C-C motif chemokine 8; CCL8/MCP-2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6355
GeneID	6355
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-99 della CCL8/MCP-2 umana (NP_005614.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB
Reattività crociata	Umano
SWISS	P80075
Peso proteico	11 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio