

Anti-Ccm2 Anticorpo Policlonale Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bsqs5

Numero articolo: CM0028613



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting CCM2 (malcavernina), un regolatore chiave dello sviluppo cardiovascolare. Adatto per WB, IHC-P, ELISA, con riportata cross-reattività con campioni umani, murini e di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CCM2 Coniglio pAb
Note/Alias	OSM; C7orf22; PP10187; CCM2
Specie	Umano
Gene ID	83605
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-300 del CCM2 umano (NP_113631.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Cross Reattività	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9BSQ5
Peso Proteico	49kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio