


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ccnb1Ip1 Per Wb Ed Elisa - Q9Npc3

Numero articolo: CM0019169



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CCNB1IP1 umano, validato per Western blot ed ELISA. Reagisce anche con il topo. Ideale per lo studio del crossing-over meiotico, della regolazione del ciclo cellulare e dell'attività della ligasi dell'ubiquitina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CCNB1IP1 Rabbit pAb
Note/Alias	HEI10; C14orf18; CCNB1IP1
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	57820
ID del gene	57820
Immunogeno	Peptide sintetico: peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-50 di CCNB1IP1 umano (NP_878269.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q9NPC3
Peso della proteina	32kDa
Spedizione	Confezione refrigerata con ghiaccio