


Anticorpo Policlonale Anti-Ccr2 Di Coniglio Per Wb E Elisa - P41597

Numero articolo: CM0027430



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-CCR2 validato per WB e ELISA, reattivo con uomo e topo. Ideale per la ricerca sulla segnalazione dei recettori chemochinici, la migrazione dei monociti e le malattie infiammatorie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CCR2 Rabbit pAb
Note/Alias	CKR2; CCR-2; CCR2A; CCR2B; CD192; CKR2A; CKR2B; CMKBR2; MCP-1-R; CC-CKR-2; CCR2
Specie	Uomo
GeneID	729230
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 150-250 della CCR2 umana (NP_001116513.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo
SWISS	P41597
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio