


Anticorpo Monoclonale Anti-Ccr2/Ckr2 Per Wb, Elisa - P41597

Numero articolo: CM0007080



introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit anti-CCR2/CKR2 di alta qualità, validato per WB e ELISA. Rileva CCR2 umano, di topo e ratto, un recettore chemochinico che media la chemiotassi dei monociti e l'ingresso dell'HIV. Adatto per ricerche immunologiche e virologiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CCR2/CKR2 Rabbit mAb
Note/Alias	CCR2; CCR-2; CCR2A; CCR2B; CD192; CKR2A; CKR2B; CMKBR2; MCP-1-R; CC-CKR-2; CCR2/CKR2
Specie	Uomo
GeneID (umano)	729230
GeneID	729230
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di CCR2/CKR2 umano (P41597).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P41597
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio