

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ccr3 (Ckr3/Cd193) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P51677

Numero articolo: CM0020237



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-CCR3 di alta qualità convalidato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con CCR3 umano, murino e ratto. Immunogeno ricombinante; rileva una banda di ~41kDa. Ideale per studi sui recettori delle chemochine in immunologia e ricerca sulle malattie infettive.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CCR3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CCR3; CD193; CCR 3; CMKBR3; C C CCR3; CC-CCR-3; CCR3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1232
GeneID	1232
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza all'interno degli amminoacidi 146-226 del CCR3 umano (NP_001828.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P51677
Peso proteico	41kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio