


Policlone Anticorpo Anti-Ccr5 (Coniglio) Per If-P E Elisa - P51681

Numero articolo: CM0022605



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per CCR5 umano, adatto per immunofluorescenza e ELISA. Rileva CCR5 murino. Supporta la ricerca sull'infiammazione, la migrazione delle cellule immunitarie e l'ingresso dell'HIV.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	CCR5 Rabbit pAb
Note / Alias	CKR5; CCR-5; CD195; CKR-5; CCCKR5; CMKBR5; IDDM22; CC-CKR-5; CCR5
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	1234
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di CCR5 umano (NP_000570.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IF-P, ELISA
Reattività Crociata	Topo
SWISS	P51681
Peso Proteico	41 kDa
Spedizione	Sacco ghiacciato