


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ccr5 Per Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P51681

Numero articolo: CM0023018



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-CCR5 validato per WB, IF/ICC, IF-P ed ELISA. Rileva CCR5 umano, murino e di ratto. Ideale per lo studio della segnalazione delle chemochine, dell'ingresso dell'HIV e delle malattie infiammatorie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CCR5 Rabbit pAb
Note/alias	CKR5; CCR-5; CD195; CKR-5; CCCR5; CMKBR5; IDDM22; CC-CKR-5; CCR5
Specie	Umano
GenelD (umano)	1234
GenelD	1234
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 246-345 del CCR5 umano (NP_000570.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P51681
Peso della proteina	41kDa
Spedizione	Borsa refrigerante