

Anticorpo Policlonale Anti-Ccr6 Per Wb E Elisa - P51684

Numero articolo: CM0022718



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per CCR6 umano (recettore delle chemochine C-C di tipo 6). Validato per Western blot e ELISA. Ideale per studi sulla chemiotassi delle cellule immunitarie, l'infiammazione e l'immunità mucosa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CCR6 Rabbit pAb
Note/Alias	BN-1; DCR2; DRY6; CCR-6; CD196; CKRL3; GPR29; CKR-L3; CMKBR6; GPRCY4; STRL22; CC-CKR-6; C-C CKR-6; CCR6
Specie	Umana
GeneID (Umana)	1235
GeneID	1235
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra l'aminoacido 300 e il C-terminale di CCR6 umano (NP_004358.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P51684
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio