

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Ccr6/Cd196 (Fc, Elisa) - O54689

Numero articolo: CM0005624

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ricombinante contro CCR6/CD196 di topo, per citometria a flusso e ELISA. Ideale per la ricerca sulla segnalazione dei recettori chemochinici, il traffico dei linfociti T e l'immunità mucosa in modelli di malattie infiammatorie e autoimmuni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CCR6/CD196 Rabbit mAb
Note/Alias	CCR-6; KY411; Cmkbr6; CC-CKR-6
Specie	Topo
ID gene (Umano)	1235
ID gene	12458
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 2-38 di CCR6/CD196 di topo (NP_033965.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC, ELISA
Reattività incrociata	Topo
SWISS	O54689
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio