


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Ccr7 Per Wb, Elisa - P32248

Numero articolo: CM0002336



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Anti-CCR7 (CD197) di alta qualità validato per WB e ELISA. Reagisce con CCR7 umano, di topo e di ratto, un recettore chemochinico fondamentale per la migrazione dei linfociti. Ideale per la ricerca in immunologia e segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CCR7 Rabbit mAb
Note/Alias	BLR2; EBI1; CCR-7; CD197; CDw197; CMKBR7; CC-CKR-7; CCR7
Specie	Umana
GeneID (Umana)	1236
GeneID	1236
Immunogeno	Peptide sintetico. Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 del CCR7 umano (P32248).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P32248
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio