


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ccr7 Per Wb, If/Icc, Elisa - P32248

Numero articolo: CM0015503



introduzione

CCR7 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale validato per WB, IF/ICC e ELISA. Riconosce il recettore CCR7 (C-C chemokine receptor type 7) umano, di topo e di ratto, con un peso molecolare previsto di 43 kDa. Ideale per la ricerca in immunologia e oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CCR7 Rabbit pAb
Note/Altri nomi	BLR2; EBI1; CCR-7; CD197; CDw197; CMKBR7; CC-CR-7; CCR7
Specie	Umana
ID gene (Umano)	1236
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 330-372 della CCR7 umana (NP_001829.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P32248
Peso proteico	43 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio