

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Ccr8 Per Wb, If/Icc, Elisa - P51685

Numero articolo: CM0005249



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità che mira a CCR8 umano, validato per Western blot, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo incrociato con il topo. Ideale per la ricerca sui recettori delle chemochine in studi di immunologia e infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CCR8 Rabbit mAb
Note/Alias	CY6; TER1; CCR-8; CKRL1; CDw198; CMKBR8; GPRCY6; CMKBRL2; CC-CCR-8; CCR8
Specie	Umana
GenelD (umano)	1237
GenelD	1237
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 250-355 della CCR8 umana (P51685).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umana, Topo
SWISS	P51685
Peso proteico	41kDa
Spedizione	Sacco ghiacciato