


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ccr9 Per Wb, Elisa - P51686

Numero articolo: CM0013353



introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio si rivolge al recettore di tipo 9 della chemochina C-C (CCR9), un mediatore chiave del traffico delle cellule immunitarie. Validato per WB e ELISA, riconosce il CCR9 umano, murino e ratto, rendendolo adatto per studi di immunologia e HIV.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CCR9 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	GPR28; CDw199; GPR-9-6; CC-CKR-9; CCR9
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	10803
ID Gene	10803
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 300-369 del CCR9 umano (NP_112477.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P51686
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio