

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Ccs Per Wb E Elisa - O14618

Numero articolo: CM0025079



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit contro la CCS umana (copper chaperone per la superossido dismutasi), adatto per Western blot e ELISA. Immunogeno ricombinante corrispondente agli aminoacidi 1-274. Per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CCS Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	CCS
Specie	Umana
GeneID (Umana)	9973
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-274 della CCS umana (NP_005116.1)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	O14618
Peso proteico	29kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio