


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cct3 Per Wb, If/Icc, Elisa - P49368

Numero articolo: CM0029026



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-CCT3 validato per WB, IF/ICC, ELISA. Rileva CCT3 umano, murino e ratto, una subunità della chaperonina TRiC coinvolta nel ripiegamento di actina e tubulina e nella ciliogenesi. Ideale per la ricerca sulle chaperoni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CCT3 Rabbit pAb
Note/Alias	CCTG; PIG48; TRIC5; CCT-gamma; TCP-1-gamma; CCT3
Specie	Uomo
ID gene	7203 (Uomo)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 della CCT3 umana (NP_005989.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P49368
Peso proteico	61kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio