


Anticorpo Policlonale Anti-Cct4 Per Wb, If/Icc, Elisa - P50991

Numero articolo: CM0027398



introduzione

CCT4 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale validato per WB, IF/ICC e ELISA, che bersaglia CCT4 umano con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per lo studio della funzione della chaperonina nel ripiegamento proteico, nel mantenimento dei telomeri e nella ciliogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CCT4 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	SRB; Cctd; CCT-DELTA; CCT4
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	10575
GeneID	10575
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 130-390 di CCT4 umano (NP_006421.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P50991
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio