


Anticorpo Policlonale Anti-Cct5 Per Wb, Elisa - P48643

Numero articolo: CM0026245



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-CCT5 validato per applicazioni Western blot e ELISA. Riconosce CCT5 umano, murino e di ratto, un componente chiave del complesso chaperonin TRiC che assiste il ripiegamento di actina e tubulina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CCT5 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	CCTE; HEL-S-69; PNAS-102; CCT-epsilon; TCP-1-epsilon; CCT5
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	22948
GeneID	22948
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-270 della CCT5 umana (NP_036205.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P48643
Peso Proteico	60kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio