


Anticorpo Policlonale Anti-Cct6A Per Wb, Elisa - P40227

Numero articolo: CM0026883



introduzione

L'anticorpo policlonale da coniglio CCT6A (P40227) è un anticorpo policlonale convalidato per WB ed ELISA. Rileva la CCT6A umana, murina e ratto, una subunità della chaperonina TRiC che assiste il ripiegamento dell'actina e della tubulina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CCT6A Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CCT6; Cctz; HTR3; TCPZ; TCP20; MoDP-2; TTCP20; CCT-zeta; CCT-zeta-1; TCP-1-zeta; CCT6A
Specie	Umano
GeneID (umano)	908
GeneID	908
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 80-250 della CCT6A umana (NP_001753.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P40227
Peso Proteico	58kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio