


Anticorpo Policlonale Anti-Cct6A Di Coniglio Per Wb E Elisa - P40227

Numero articolo: CM0021110



introduzione

Anticorpo policlonale anti-CCT6A di coniglio validato per Western blot e ELISA. Riconosce CCT6A umano e di ratto, una subunità di chaperonina coinvolta nel ripiegamento di actina e tubulina. Adatto per la ricerca sulla proteostasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	CCT6A Rabbit pAb
Annotazioni/Altri nomi	CCT6; Cctz; HTR3; TCPZ; TCP20; MoDP-2; TTCP20; CCT-zeta; CCT-zeta-1; TCP-1-zeta
Specie	Umana
ID gene (Umano)	908
ID gene	908
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 80 e 250 della CCT6A umana (NP_001753.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Ratto
SWISS	P40227
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio