

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cct6B Per Wb, If/Icc, Elisa - Q92526

Numero articolo: CM0014398

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro CCT6B umano, validato per Western Blot, immunofluorescenza ed ELISA. Rileva i livelli endogeni in campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sul complesso chaperonina e sulle proteine specifiche del testicolo.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifiche	Valore
Nome del prodotto	CCT6B Rabbit pAb
Note/Alias	Cctz2; CCTZ-2; TSA303; CCT-zeta-2; TCP-1-zeta-2; CCT6B
Specie	Umano
ID del gene (umano)	10693
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 120-340 di CCT6B umano (NP_006575.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q92526
Peso della proteina	58 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante