


Anticorpo Policlonale Anti-Cct7 Per Wb, Elisa - Q99832

Numero articolo: CM0016261



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro CCT7 umano (CCT-eta, subunità eta di TCP1), validato per Western blot ed ELISA. Rileva i livelli endogeni in umano, topo e ratto. Ideale per studi sui chaperonini e sul ripiegamento proteico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio anti-CCT7
Note/Alias	CCTH; CCTETA; NIP7-1; TCP1ETA; CCT7
Specie	Umano
GeneID (umano)	10574
GeneID	10574
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 310-500 di CCT7 umano (NP_006420.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q99832
Peso Proteico	59kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio