


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cct8 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P50990

Numero articolo: CM0026868



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-CCT8 validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con CCT8 umano, di topo e di ratto. Adatto per la ricerca sul ripiegamento proteico, la biologia dei telomeri e le ciglia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio CCT8
Note/Alias	Cctq; PRED71; D21S246; C21orf112; CCT8
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10694
GeneID	10694
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 248-497 di CCT8 umano (NP_001269837.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P50990
Peso Proteico	60kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio