

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd10 () Per Citometria A Flusso - P08473

Numero articolo: CM0008358



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che riconosce la proteina umana CD10 (Neprilisina/CALLA). Validato per citometria a flusso, permette la rilevazione di neoplasie ematopoietiche e sottopopolazioni linfoidi normali. Ideale per l'immunofenotipizzazione e la ricerca sulla leucemia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human CD10 mAb
Note/Alias	NEP; SFE; CD10; CALLA; CMT2T; SCA43
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	4311
ID gene	4311
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 52-750 della proteina CD10 umana (NP_000893.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P08473
Peso proteico	86kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio