

Anticorpo Policlonale Anti-Cd101 Per Wb, Elisa - Q93033

Numero articolo: CM0022951

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro il CD101 umano (Immunoglobulin superfamily member 2), validato per Western blot ed ELISA. Utile per studiare l'inibizione della proliferazione dei linfociti T e la ricerca sulle cellule tumorali leucemiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CD101 Rabbit pAb
Note/Alias	V7; IGSF2; EWI-101; CD101
Specie	Umano
GeneID (umano)	9398
GeneID	9398
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-410 del CD101 umano (NP_004249.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q93033
Peso Proteico	115kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio