

## Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cd101 Per Wb E Elisa - Q93033

Numero articolo: CM0004315

### introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio contro CD101 umano (V7, IGSF2, EWI-101) per Western blot e ELISA. Inibisce la proliferazione delle cellule T; marcatore leucemico. Immunogeno: proteina ricombinante. Swiss-Prot Q93033.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | mAb coniglio CD101                                                                                                             |
| Osservazioni/Alias  | V7; IGSF2; EWI-101; CD101                                                                                                      |
| Specie              | Umano                                                                                                                          |
| Gene ID             | 9398                                                                                                                           |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-410 del CD101 umano. (NP_004249.2) |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                       |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                          |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                      |
| Reattività crociata | Umano                                                                                                                          |
| SWISS               | Q93033                                                                                                                         |
| Peso proteico       | 115kDa                                                                                                                         |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                             |