

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd101/Igsf2 Per If/Icc E Citometria A Flusso - Q93033

Numero articolo: CM0008803

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CD101 umano (IGSF2, V7, EWI-101). Validato per IF/ICC e citometria a flusso. Rileva una glicoproteina di membrana di circa 115 kDa; adatto per lo studio dell'inibizione dei linfociti T e dei marcatori leucemici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	anticorpo policlonale di coniglio anti-CD101/IGSF2 umano
Note/Alias	V7; IGSF2; EWI-101
Specie	Umano
ID del gene (umano)	9398
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-410 di CD101/IGSF2 umano (NP_004249.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IF/ICC, FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q93033
Peso della proteina	115 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante