

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd101/Igsf2 Per Elisa, Wb, If/Icc, Fc - Q93033

Numero articolo: CM0007418

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CD101/IGSF2 umano (V7, EWI-101). Validato per ELISA, WB, IF/ICC, FC. Reagisce anche con il topo. Adatto per la proliferazione dei linfociti T e la ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD101/IGSF2
Note/alias	V7; IGSF2; EWI-101
Specie	Umano
GenelD	9398 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-410 di CD101/IGSF2 umano (NP_004249.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	ELISA, WB, IF/ICC, FC
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	Q93033
Peso della proteina	115 kDa
Spedizione	Con borsa refrigerante