

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cd102 Per Wb, Elisa - P35330

Numero articolo: CM0019126



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il CD102 (ICAM-2) del topo. Validato per Western blot ed ELISA. Reagisce con topo e ratto. Il bersaglio è una molecola di adesione cellulare coinvolta nella migrazione dei leucociti e nelle risposte immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CD102 Rabbit pAb
Note/Alias	CD102; Ly-60; Icam-2
Specie	Topo
GeneID (Umano)	3384
GeneID (Topo)	15896
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-222 del CD102 del topo (NP_034624.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	P35330
Peso Proteico	31kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio