


Anti-Cd102 Rabbit Polymab® Per Wb, Ihc-P, Elisa - P13598

Numero articolo: CM0007246



introduzione

CD102 Rabbit PolymAb® adatto per WB, IHC-P, ELISA. Riconosce ICAM2 umano, di topo e ratto, una molecola di adesione cellulare di 30 kDa importante per la risposta immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	CD102 Rabbit PolymAb®
Note/Alias	CD102
Specie	Umano/Topo
GeneID (Umano)	3384
GeneID	3384/15896
Immunogeno	Proteina ricombinante di CD102 umano
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P13598
Peso Proteico	30KDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio