

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cd103 Per Wb, Elisa - Q60677

Numero articolo: CM0023887

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia la CD103 murina (integrina alfa-E, alfa M290). Adatto per applicazioni Western blot e ELISA. Reagisce con il topo. Utile per la ricerca sull'adesione cellulare e l'immunità mucosa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD103 Rabbit pAb
Note/Alias	CD103; aM290; alpha-E1; A530055J10; alpha-M290
Specie	Topo
Gene ID	16407
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 191-385 della CD103 murina (NP_032425.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q60677
Peso proteico	129kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio