

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cd105 Per Wb, Elisa - Q63961

Numero articolo: CM0022507

introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio rileva specificamente il CD105 murino (Endogлина, S-endogлина). Convalidato per Western blot (WB) ed ELISA, ha come target un corecettore nella segnalazione TGF-beta/BMP e un regolatore chiave dell'angiogenesi, rendendolo adatto per la ricerca in biologia vascolare, oncologia e biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-CD105
Note/Alias	Endo; CD105; S-endogлина
Specie	Topo
ID Gene	13805
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-581 del CD105 murino (NP_031958.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q63961
Peso proteico	70 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio