


Anticorpo Monoclonale Anti-Cd105/Endoglin Per Elisa, Wb, Fc - P17813

Numero articolo: CM0011081



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD105/Endoglin umano, validato per ELISA, WB, FC. Mira il regolatore dell'angiogenesi; reagisce specificamente con l'endoglina umana, un corecettore del TGF-beta. Ideale per la biologia vascolare e la ricerca IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD105/Endoglin Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	END; HHT1; ORW1
Specie	Umano
GeneID	2022
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 26-337 del CD105/Endoglin umano (NP_001108225.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	ELISA, WB, FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P17813
Peso proteico	67kDa/70kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio