

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cd105/Endoglin Per Wb, Fc, Elisa - Q63961

Numero articolo: CM0006319

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio ad alta specificità contro CD105/Endoglin di topo, validato per WB, FC ed ELISA. Ideale per la ricerca sull'angiogenesi, gli studi di biologia vascolare e l'analisi della via di segnalazione TGF-beta.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb coniglio CD105/Endoglin
Osservazioni/Alias	Endo; CD105; S-endoglin
Specie	Mouse
GeneID (Umano)	2022
GeneID	13805
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-581 del CD105 di topo (NP_031958.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, FC, ELISA
Reattività crociata	Mouse
SWISS	Q63961
Peso proteico	70kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio