

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Cd105/Endogлина Per Wb E Elisa - P17813

Numero articolo: CM0029082



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit anti CD105/Endogлина umana, validato per WB e ELISA, con reattività crociata con il topo. Adatto per la ricerca sull'angiogenesi e studi sulle cellule endoteliali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD105/Endogлина Rabbit pAb
Note/Alias	END; HHT1; ORW1; CD105/Endogлина
Specie	Umana
ID gene (Umano)	2022
ID gene	2022
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-337 della CD105/Endogлина umana (NP_001108225.1)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo
SWISS	P17813
Peso proteico	71kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio