

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cd107B (Lamp2) Per Wb, Elisa - P17047

Numero articolo: CM0023783



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che targeting del CD107b (LAMP2) del topo a ~46 kDa. Validato per WB ed ELISA. Adatto per la ricerca sulla biogenesi dei lisosomi, autofagia e vie di autofagia mediata da chaperone.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD107b Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	Mac3, LGP-B, CD107b, Lamp-2, Lamp II, Lamp-2a, Lamp-2b, Lamp-2c
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	3920
ID Gene	16784
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-189 del CD107b del topo (NP_001017959.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	P17047
Peso proteico	46kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio