

## Anticorpo Monoclonale Anti-Cd109 Per Wb, Elisa - Q6Yhk3

Numero articolo: CM0007329



### introduzione

Questo anticorpo monoclonale di coniglio è diretto contro la proteina umana CD109, una glicoproteina di membrana ancorata a GPI, per applicazioni di Western blot ed ELISA. Adatto per studiare la modulazione della segnalazione del TGF-beta in cheratinociti, cellule endoteliali e piastrine.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                                  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | mAb di coniglio anti-CD109                                                                                                                              |
| Note/Alias          | CD109; CPAMD7; p180; r150; antigene CD109                                                                                                               |
| Specie              | Umana                                                                                                                                                   |
| GenelD (Umano)      | 1024                                                                                                                                                    |
| GenelD              | 135228                                                                                                                                                  |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante   Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 223-462 del CD109 umano. (NP_598000.2) |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                                                |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                                                   |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                                               |
| Reattività crociata | Umana                                                                                                                                                   |
| SWISS               | Q6YHK3                                                                                                                                                  |
| Peso proteico       | 74kDa/152kDa/159kDa/161kDa                                                                                                                              |
| Spedizione          | Borsa di ghiaccio                                                                                                                                       |