

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd10/Mme Per Wb, Ihc-P, Elisa - P08473

Numero articolo: CM0004558



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CD10/MME (Neprilisina) umana. Convalidato per Western blot, IHC-P e ELISA. Adatto per studi sulla degradazione dei neuropeptidi, l'inattivazione dei peptidi cardiovascolari e la ricerca su antigeni tumorali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD10/MME Rabbit mAb
Note / Alias	NEP; SFE; CD10; CALLA; CMT2T; SCA43; CD10/MME
Specie	Umana
GeneID (Umana)	4311
GeneID	4311
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 52-750 di CD10/MME umana (NP_000893.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P08473
Peso proteico	86kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio