

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd10/Mme Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P08473

Numero articolo: CM0007559



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CD10/MME umano (Neprilisina, CALLA). Validato per WB, IHC-P, IF-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Adatto per studiare la funzione della neprilisina nella degradazione dei peptidi, nella regolazione cardiovascolare e nella malattia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio CD10/MME
Osservazioni/Alias	NEP; SFE; CD10; CALLA; CMT2T; SCA43; CD10/MME
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	4311
Gene ID	4311
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 52-750 del CD10/MME umano (NP_000893.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P08473
Peso proteico	86kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio