

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cd10/Mme Per Wb, Ihc-P, Elisa - P08473

Numero articolo: CM0029566



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-CD10/MME umano (CALLA, Neprilisina) validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Adatto per ricerche sul cancro, neurodegenerazione e ormoni peptidici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD10/MME Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	NEP; SFE; CD10; CALLA; CMT2T; SCA43; CD10/MME
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	4311
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 52-352 del CD10/MME umano (NP_000893.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P08473
Peso proteico	86kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio