

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cd112 Per Wb, Elisa - P32507

Numero articolo: CM0021652



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina CD112 (Nectin-2) di topo. Validato per WB e ELISA, reagisce in modo crociato con la proteina umana. Modulatore della segnalazione delle cellule T e dell'adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD112 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	MPH; Pvr; Pvs; Cd112; Pvrl2; nectin-2; CD112
Specie	Topo
ID gene (Uomo)	5819
ID gene (Topo)	19294
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 32-345 della CD112 di topo (NP_033016.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P32507
Peso proteico	57kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio